



FERRO PRINT™

Scheda di procedura per FPT-10

FerroPrint™

Test per Tracce Metalliche



**Leggere
prima
dell'uso**

Spruzzare lontano dal viso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non per ingestione. In caso di ingestione accidentale, richiedere trattamento medico immediatamente. Utilizzare solo in un'area ventilata. Non inalare. In caso di contatto con gli occhi, schiacciare con acqua.

Procedura del Test

1

Con lo **Spray #1**, spruzzare direttamente sulle mani del sospetto. **Non saturare.**



**Non spruzzare
verso gli occhi
o il viso**

Spruzzare a circa
10 cm (4 in)
dal sospetto.

2

Attendere diversi secondi
che il solvente si asciughi.
Un colore viola potrebbe
cominciare ad apparire.



Procedura del Test

3

Spruzzare leggermente le mani del
sospetto con l'acqua nello **Spray #2**.
Ciò potenzierà la reazione colorimetrica



4

Controllare se appaiono delle
macchie viola scuro sulle mani del
sospetto, le quali indicherebbero
la presenza di tracce di ferro.



Fine

5

Per scopi documentali, fotografare i risultati.



07-19

IDenta
World Leader in
Forensic Products

Distributed by:

SIC

SOCIETÀ ITALIANA CHIMICI
Life Sciences

Via Rio nell'Elba, 140 / 00138 Rome - ITALY

Phone: +39 06-8818936/8890211

Fax: +39 06-8815319

Email: info@sichim.com

Web-Site: www.sichim.com